

OO

Bei einer Funktionsqualifizierung OO werden folgende Punkte kontrolliert und dokumentiert:

OO-Umfang Koch-Kühlgeräte

- Steuerung mit sämtlichen Einstellungen
- Alarmwerte mit Alarmdispositiv
- Gehäuse
- Funktionalität
- Handling Stromausfall
- Temperaturmessungen
- Temperaturfühler

Geräteübersicht

Laborkühlschrank, Medikamentenkühlschrank, Kühlschrank zur Blutlagerung, Tiefkühler bis -86°C., Tiefkühltruhe bis -150°C.

weitere Geräte auf Anfrage

