

## PQ

---

Bei einer Performancequalifizierung PQ werden folgende Punkte kontrolliert und dokumentiert:

### **PQ-Umfang Koch-Kühlgeräte**

- Temperatur Mehrpunktmessung bis 24 Stunden
- Temperaturverlauf bis Erreichung der Solltemperatur
- Temperaturverlauf bei Türöffnung
- Temperaturverlauf bei Stromausfall bis Temperaturdifferenz von 10°C.
- Beschreibung der Verantwortlichkeiten

# PQ

### **Geräteübersicht**

Laborkühlschrank, Medikamentenkühlschrank, Kühlschrank zur Blutlagerung, Tiefkühler bis -86°C., Tiefkühltruhe bis -150°C.

weitere Geräte auf Anfrage